

-いざという時、有効に使えるように-

「日頃からA E Dを点検しましょう！」

バッテリーや部品などは、正常に作動する期間が決まっています。設置してから年月が経過している場合には、使用期限が切れていないか確認しましょう。日頃の点検が、大切な命を救います。

また、緊急時に設置されたA E Dが有効に活用できるよう、**施設のどこにA E Dが設置されているのか確認しておきましょう。**

【日常点検での確認事項】

① インジケーターの確認

A E Dには、正常に働くかどうかを示すためのインジケーターが付いています。

日常点検する際には、インジケーターの表示を確認し、記録しておきましょう。

② 消耗品の交換

電極パッドやバッテリーには使用期限や寿命があります。

これらの消耗品の交換時期が分かるよう表示ラベルを付けましょう。

表示ラベルにしたがって、使用期限がきたら交換するようにしましょう。

〈A E Dの設置情報登録のお願い〉

A E Dの設置場所についての情報を共有し、いざという時の救命の効果を高めるために、A E Dの設置情報の登録にご協力ください。

一般社団法人日本救急医療財団では、全国のA E D設置情報をわかりやすく公開し、A E Dの積極的な活用を促しています。

登録方法等につきましては、お持ちのA E Dの販売業者または日本救急医療財団へお問い合わせください。

(参考) 日本救急医療財団 全国A E Dマップ (一般社団法人日本救急医療財団)

<https://www.qqzaidanmap.jp/>